

Caneta Eletrocirúrgica Descartável

- Interruptor e botões projetados para ativação suave
- Design ergonômico fino e leve à prova de derrapagem
- Formato hexagonal para proteção contra torção inadvertida

Bluepad

CANETA ELETROCIRÚRGICA

Modelo BP20

COD: BP20

- Botão CUT (amarelo) para cortar e o botão COAG (azul) para coagulação.
- Interruptores com alto nível de feedback tátil, os cirurgiões podem ouvir e sentir o interruptor engatado, evitando a ativação acidental do dispositivo.
- Dispositivos projetados para serem usados como acessórios em conjunto com unidades eletrocirúrgicas e eletrodos.
- Fornecidos esterilizados para uso único, a tensão máxima não pode ultrapassar o pico de 90KV
- Corrente de saída máxima 1A
- Limite de frequência 0-1,0 MHz
- Resistência de corrente 200Ω
- Potência de saída 50-80W

